

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Flo-tech® Solution Xtra

CE

Código ISO 043303 - Almofada de posicionamento para prevenção de úlceras de pressão (risco elevado) constituída por uma base de espuma de elevada resiliência (HR) de 70 kg/m² com tratamento UltraFresh (anti-microbiano), com bolsa de fluido compartimentada, de forma a assegurar a estabilidade da pélvis e a correcta distribuição/alívio de pressão. Capa bi-elástica, impermeável para evitar a contaminação da espuma por agentes nocivos. Opção de acessórios de posicionamento, sistema modular para personalização da almofada.



Data:


Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição						P.R.P. €	
Almofada Flo-Tech Solution Xtra peso máximo do utilizador 140 kg.								
CÓDIGO		LARGURA	PROFUND.	CÓDIGO		LARGURA	PROFUND.	P.R.P.
1528460	<input type="checkbox"/>	360 mm	330 mm	1529438	<input type="checkbox"/>	410 mm	510 mm	579,15 €
1501056	<input type="checkbox"/>	360 mm	360 mm	1529439	<input type="checkbox"/>	410 mm	530 mm	
1528700	<input type="checkbox"/>	360 mm	380 mm	1494441	<input type="checkbox"/>	430 mm	410 mm	
1528941	<input type="checkbox"/>	380 mm	360 mm	1487146	<input type="checkbox"/>	430 mm	430 mm	
1528942	<input type="checkbox"/>	380 mm	380 mm	1634379	<input type="checkbox"/>	430 mm	460 mm	
1494430	<input type="checkbox"/>	380 mm	410 mm	1634380	<input type="checkbox"/>	430 mm	480 mm	
1494431	<input type="checkbox"/>	380 mm	430 mm	1494444	<input type="checkbox"/>	430 mm	510 mm	
1494432	<input type="checkbox"/>	380 mm	460 mm	1529445	<input type="checkbox"/>	430 mm	530 mm	
1528943	<input type="checkbox"/>	380 mm	480 mm	1487147	<input type="checkbox"/>	460 mm	410 mm	
1528944	<input type="checkbox"/>	380 mm	510 mm	1494447	<input type="checkbox"/>	460 mm	460 mm	
1529276	<input type="checkbox"/>	380 mm	530 mm	1556587	<input type="checkbox"/>	460 mm	480 mm	
1487145	<input type="checkbox"/>	410 mm	410 mm	1494449	<input type="checkbox"/>	460 mm	510 mm	
1494436	<input type="checkbox"/>	410 mm	430 mm	1529944	<input type="checkbox"/>	460 mm	530 mm	
1556601	<input type="checkbox"/>	410 mm	460 mm	1634381	<input type="checkbox"/>	480 mm	480 mm	
1634389	<input type="checkbox"/>	410 mm	480 mm	1529953	<input type="checkbox"/>	480 mm	510 mm	
				1529954	<input type="checkbox"/>	480 mm	530 mm	
Códigos sombreado a azul representam tamanhos disponíveis em stock.								
INVACARE FLO-TECH SISTEMA MODULAR XTRA								
1487270	<input type="checkbox"/>	Inclui: 1 nivelador pélvico, 1 saco de fluido gel, 1 base rígida, 2 suportes de anca, 2 adutores, 1 abdutor standard, 1 abdutor alto, 2 cunhas laterais						523,98 €
ACESSÓRIOS PARA ALMOFADA SOLUTION Xtra - SISTEMA MODULAR								
1487164	<input type="checkbox"/>	Nivelador pélvico						48,54 €
1487166	<input type="checkbox"/>	Saco de fluido (gel)						51,85 €
1487165	<input type="checkbox"/>	Base rígida						49,64 €
1487161	<input type="checkbox"/>	Suporte de anca (unidade)						39,71 €
1487160	<input type="checkbox"/>	Adutor (unidade)						41,92 €
1487163	<input type="checkbox"/>	Abdutor standard						35,30 €
1487162	<input type="checkbox"/>	Abdutor alto						46,33 €
1487158	<input type="checkbox"/>	Cunhas de canto (par)						77,22 €
1487155	<input type="checkbox"/>	Cunhas laterais (unidade)						38,61 €
1487157	<input type="checkbox"/>	Cunha frontal (unidade)						60,67 €
Invacare®Flo-tech®Solution								
		Código ISO 043303 - Almofada de prevenção (risco elevado) de baixo perfil de espuma de alta resiliência com tratamento UltraFresh (anti-microbiano), cavidade pélvica com contorno ligeira, bolsa de fluido em toda a camada superior, Capa bi-elástica, impermeável para evitar a contaminação da espuma por agentes nocivos e permeável à circulação do ar.						
CÓDIGO		LARGURA			PROFUND.			
1601590	<input type="checkbox"/>	410 mm			410 mm			386,10 €
1602366	<input type="checkbox"/>	430 mm			430 mm			



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.